



Промышленное упаривание



R-220 Pro



Лабораторное упаривание

R-300



Параллельное упаривание

SyncorePlus



Multivapor



B-585 Drying



B-585 Kugelrohr

	R-250 Pro	R-220 Pro	R-300	SyncorePlus	Multivapor	B-585 Drying	B-585 Kugelrohr
Применения							
Размер колбы	50 л	20 л	от 50 мл до 5 л	от 96×10 мл до 4×500 мл	от 12×30 мл до 6×150 мл	от 100 мл до 250 мл	от 5 мл до 40 мл
Размер партии (производительность)							
Тип образца							
Количество образцов, упариваемых одновременно	1	1	1 или несколько*	Несколько	Несколько	1	1
Автоматизация/диджитализация	✓	✓	✓	✓	X	X	X

\*с использованием дистилляционного “паука”

- Производство. Возможность масштабирования.
- Испытательные лаборатории. Упаривание нескольких образцов; Программируемые методы
- Натуральные продукты. Высокая производительность; простота использования

- R&D. Маленький объем образца; дорогие образцы
- Бары, рестораны и винокурни. Щадящая дистилляция под вакуумом.

- Большая
- Средняя
- Маленькая

- Чувствительные к солнечному свету
- Пенящиеся образцы